


Partes de una prótesis



La prótesis se diseña a medida para ayudarle a alcanzar sus objetivos personales de rehabilitación y movilidad.

LINER DE GEL

Si tiene un liner de gel, este se aplica directamente en el muñón antes de colocar la prótesis para proteger la piel, aumentar la comodidad y mantener un ajuste continuo.

CALCETÍN

Es posible que el tamaño y la forma de la extremidad residual cambien a lo largo del día o de un día a otro. Los calcetines protésicos pueden ayudarle a gestionar dichos cambios. Úselos o quíteselos para adaptarlos al ajuste que le indique su protesista.

ENCAJE

El encaje protésico une el muñón a la prótesis. El encaje se hace a medida, según el estado y la forma del muñón, para garantizar un ajuste cómodo.

RODILLA (SOLO POR ENCIMA DE LA RODILLA)

Los sistemas de rodilla están diseñados para darle estabilidad mientras está de pie y permitir que la prótesis se doble, funcionando de forma similar a una rodilla normal y permitiéndole caminar a su voluntad.

PILÓN

El pilón une el muñón con el pie. Según el tipo de pérdida de la extremidad, conectará la rodilla protésica, en caso de pérdida de la extremidad por encima de la rodilla, o el encaje, en caso de pérdida de la extremidad por debajo de la rodilla, al pie protésico.

PIE

Hay distintos tipos de pie protésico disponibles. El protesista evaluará sus necesidades y actividades específicas y le ayudará a decidir cuál es la mejor opción para usted.

Guías de uso y cuidado

Para obtener más información sobre el cuidado de su prótesis y sobre cómo es un programa de uso habitual, consulte nuestras guías de uso y cuidado escaneando el código QR o visitando HangerClinic.com/Wear-Care.

